

Sanitetsrent Optimal 4 kembar 6 kg



ARTIKELNUMMER

209705

EGENSKAPER

<i>Vikt</i>	6
<i>pH (brukslösning)</i>	2
<i>pH (leverans)</i>	1
<i>Form</i>	Flytande
<i>Förpackning</i>	Dunk
<i>Parfym</i>	Ja
<i>Höggkoncentrat</i>	Ja

BESKRIVNING

Optimal 4 sanitetsrent är ett flytande, surt, högkoncentrerat medel för avkalkning och rengöring av sanitetsporslin. Produkten ska alltid spädas till normal- eller brukslösning i kembar och är lämplig för rengöring av material som sanitetsgods, porslin, glas, kakel och rostfritt stål.

OBS! Får ej användas på marmor. Får ej blandas med produkter som innehåller klor.

Kembaren: Superkoncentratet spädas till normal- eller brukslösning enligt anvisning för Kembaren.

Manuell dosering: För rengöring av sanitetsporslin och WC-skålar; dosera normallösning på WC-skålens väggar samt ca 1 msk (15 ml) i WC-kröken. Låt medlet verka några minuter. Rengör med borste och spola.

För rengöring av kakel och rostfritt m.m: Dosera 50-150 ml av normallösningen till 10 liter varmt vatten eller spraya brukslösning direkt på ytan. Låt verka, skölj och torka torrt.

Egenskaper:

Superkoncentrerad

Färre transporter

Sparar förpackningsmaterial

Användaren kan ej påverka normal- eller brukslösning från kembar vilket medför rätt koncentration

Bruksförpackningar återfylls

Förvaras frostfritt. Förvaras vid rumstemperatur i originalförpackning.

För klassificering, märkning och skyddsföreskrifter hänvisar vi till produktens säkerhetsdatablad och produktetikett.

Produkten är miljömärkt med Bra Miljöval, licensnummer 1-2008-0245-6.

Rengjord förpackning sorteras som plast.

Tillverkas i Sverige i vår egen produktion.

